

LTSAFE® エルティーセーフ 消耗品ラインナップ

■包装内部用 タイプ4 化学的インジケータ

包装内部に入れて使用するLTSF滅菌用のタイプ4 化学的インジケータです。赤色が滅菌後は緑色に変色します。



包装内部用インジケータ（タイプ4CI 500枚入）

型式
CD50

税抜定価
¥28,000

※上記製品価格に送料は含まれておりません。

■タイプ1 化学的インジケータ付 滅菌テープ

LTSF滅菌用のタイプ1化学的インジケータ付の滅菌テープです。茶色が滅菌後は緑色に変色します。



LTSF滅菌用滅菌テープ（タイプ1CI付 50m 1巻入）

型式
CT50

税抜定価
¥2,000

※上記製品価格に送料は含まれておりません。

■タイプ1 化学的インジケータ シール

LTSF滅菌用のタイプ1化学的インジケータ シールです。滅菌バッグなどの滅菌包装物に張り付けて使用します。赤色が滅菌後は緑色に変色します。



LTSF滅菌用インジケータシール（タイプ1CI 1000枚入）


型式
CD57

税抜定価
¥12,000

※上記製品価格に送料は含まれておりません。

■包装外部用 タイプ1 化学的インジケータ付ラベルシール & ラベラー

LTSF滅菌用のタイプ1化学的インジケータ付のラベルシールとラベラーで、滅菌日・滅菌有効期限・ロット番号を記すことができます。また、2重シールになっており、ラベルシールを記録帳等に貼り付けることができます。



ハンドラベラー×1、インクローラ×1

型式
GKE240-850-OMS

税抜定価
¥64,000

2重ラベル・ホルムアルデヒド滅菌用CI付・黄 750枚×2巻
ハンドラベラー用インクローラー×1個

型式
GKE243-884-ENS

税抜定価
¥12,000

※上記製品価格に送料は含まれておりません。

■LTSAFE®専用 2時間判定生物学的インジケータ & オートリーダー

LTSF滅菌装置 LTSAFE® 専用の生物学的インジケータで、2時間の短時間判定により、滅菌後の迅速な払い出しを可能にします。

オートリーダー（自動判定機能付インキュベータ）を2種類（培養3本・培養12本）ご用意しております、どちらかをご準備ください。



ミニバイオ



バイオ

LTSF滅菌用2時間判定バイオロジカルインジケータ（50本入）	型式 BT102	税抜定価 ¥47,500
ミニバイオ オートリーダー（培養3本用）	型式 MiniBio-01	税抜定価 ¥280,000
ミニバイオ記録用 感熱紙（10巻入）	型式 U-MTS-58	オープン価格
バイオ オートリーダー（培養12本用）	型式 IC10/20FR	税抜定価 ¥450,000
バイオ記録用 感熱紙（5巻入）	型式 U-MTS-12	オープン価格

※上記製品価格に送料は含まれておりません。

■ホロー型（内腔型）PCD & 専用インジケータ

LTSF滅菌用のホロー型（内腔型）PCD と 専用インジケータです。内腔器材などの複雑な器材の内部レベルでの滅菌をモニタリングすることができます。紫色が滅菌後は緑色に変色します。



LTSF滅菌用ホロー型PCD（PCD1個 + CI 250枚入）	型式 85431.5	税抜定価 ¥60,000
----------------------------------	---------------	-----------------

※上記製品価格に送料は含まれておりません。

■LTSAFE® 装置用消耗品

LTSF滅菌装置 LTSAFE® に使用する、ホルマリン溶液・記録用感熱紙です。どれも装置の稼動に必要な消耗品です。



ホルマリン溶液(2%) 2.7L（1箱 3本入）	型式 85430	税抜定価 ¥13,800
記録用 感熱紙（5巻入）	型式 U-MTS-12	オープン価格

※上記製品価格に送料は含まれておりません。



滅菌システムの専門メーカー

株式会社ウドノ医機

<http://www.udono.com>

東北
営業所

〒030-0844 青森県青森市桂木1-4-28
TEL : 017-774-6259 / FAX : 017-775-4012

名古屋
営業所

〒486-0821 愛知県春日井市神領町3-2-4
TEL : 0568-53-3636 / FAX : 0568-53-3637

大阪
営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-1-9
TEL : 06-6330-1052 / FAX : 06-6330-1053

九州
営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-7-33 マルシン山王ビル
TEL : 092-433-4155 / FAX : 092-433-4157

本社
営業所

〒192-0063 東京都八王子市元横山町2-1-9
TEL : 042-642-6153 / FAX : 042-642-4784

20220401