

# LTSAFE® エルティーフ 消耗品ラインナップ

## ■包装内部用 タイプ4 化学的インジケータ

包装内部に入れて使用するLTSF滅菌用のタイプ4 化学的インジケータです。赤色が滅菌後は緑色に変色します。

【滅菌前】



【滅菌後】



包装内部用インジケータ（タイプ4CI 500枚入）

型式  
CD50

税抜定価  
¥28,000


## ■タイプ1 化学的インジケータ付 滅菌テープ

LTSF滅菌用のタイプ1化学的インジケータ付の滅菌テープです。茶色が滅菌後は緑色に変色します。

【滅菌前】



【滅菌後】



LTSF滅菌用滅菌テープ（タイプ1CI付 50m 1巻入）

型式  
CT50

税抜定価  
¥2,000

## ■タイプ1 化学的インジケータ シール

LTSF滅菌用のタイプ1化学的インジケータ シールです。滅菌バッグなどの滅菌包装物に張り付けて使用します。赤色が滅菌後は緑色に変色します。

【滅菌前】



【滅菌後】




LTSF滅菌用インジケータシール（タイプ1CI 1000枚入）

型式  
CD57

税抜定価  
¥12,000

## ■包装外部用 タイプ1 化学的インジケータ付ラベルシール & ラベラー

LTSF滅菌用のタイプ1化学的インジケータ付のラベルシールとラベラーで、滅菌日・滅菌有効期限・ロット番号を記すことができます。また、2重シールになっており、ラベルシールを記録帳等に貼り付けることができます。



ハンドラベラー×1、インクローラー×1

型式  
GKE240-850-OMS

税抜定価  
¥64,000

2重ラベル・ホルムアルデヒド滅菌/乾熱滅菌用CI付・赤 750枚×2巻  
ハンドラベラー用インクローラー×1個

型式  
GKE243-883-EDS

税抜定価  
¥12,000

## ■LTSAFE®専用 短時間判定生物学的インジケータ & 培養器

LTSF滅菌装置 LTSAFE® 専用の生物学的インジケータで、60℃培養8時間の短時間判定により、滅菌後の迅速な払い出しを可能にします。

60℃設定が可能な小型の培養器をご用意しておりますので、セットでご準備ください。



LTSF滅菌用短時間判定バイオリジカル_インジケータ (100本入)	型式 BT101	税抜定価 ¥95,000
インキュベータ 小型 EZテスト 1台	型式 IC107	税抜定価 ¥130,000

## ■ホロー型（内腔型）PCD & 専用インジケータ

LTSF滅菌用のホロー型（内腔型）PCD と 専用インジケータです。内腔器材などの複雑な器材の内部レベルでの滅菌をモニタリングすることができます。茶色が滅菌後は紫色に変色します。

【滅菌前】  ▶ 【滅菌後】 



LTSF滅菌用ホロー型PCD (PCD1個 + CI 200枚入)	型式 85431.5	税抜定価 ¥60,000
-----------------------------------	---------------	-----------------

## ■LTSAFE® 装置用消耗品

LTSF滅菌装置 LTSAFE® に使用する、ホルマリン溶液・専用記録紙・専用インク 3 種（赤・緑・印字用）です。どれも装置の稼動に必要な消耗品です。



ホルマリン溶液(2%) 2.7L (1箱 3本入)	型式 85430	税抜定価 ¥12,000
専用記録紙	型式 B9565AW-U	オープン価格
専用インク(赤)	型式 B9902AM	オープン価格
専用インク(緑)	型式 B9902AN	オープン価格
専用インク(印字用)	型式 B9902AR	オープン価格



滅菌システムの専門メーカー

**株式会社ウドノ医機**

<http://www.udono.com>  
E-mail : [sales@udono.com](mailto:sales@udono.com)

東北  
営業所

〒030-0843 青森県青森市浜田字玉川161-1 ライフタウン浜田内  
TEL : 017-774-6259 / FAX : 017-775-4012

名古屋  
営業所

〒487-0025 愛知県春日井市出川町2-4-15 春日井WELL'S21A  
TEL : 0568-53-3636 / FAX : 0568-53-3637

大阪  
営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-1-9  
TEL : 06-6330-1052 / FAX : 06-6330-1053

九州  
営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-7-33 マルシン山王ビル  
TEL : 092-433-4155 / FAX : 092-433-4157

本社  
営業所

〒192-0063 東京都八王子市元横山町2-1-9  
TEL : 042-642-6153 / FAX : 042-642-4784